


簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

エアマスタートライセル

操作方法



背上げボタン

- 内圧を高め、膨張収縮が停止
- 背上げ時の底づきを回避
(オートオフ 2時間)
- 対象者/45度以上の背上げを
長時間取られる方

体重設定ボタン

- 30Kg~80Kgまで
5Kgずつ設定切り替え
- ※体重が中間値の場合は低値に設定
例:42Kgの場合は「40Kg」に設定

電源ボタン

- ボタンを押すと電源が
ON/OFF
初期設定 体重:50Kg
- 電源ランプが点滅する場合
確認事項を参照

確認

- ポンプ音が異常に大きい
ポンプの上に物がいないか確認
他の物との接触を確認
- 電源ランプが点滅する
空気もれの可能性があり
表面「確認事項」を再確認
- ポンプが作動しない
コンセントの接続確認
電源ボタンのONの確認

初期設定

- 体重設定/50kg
- 背上げモード/OFF

- 上記の方法で問題が解決しない場合、ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。
- コンセントの抜き差しや停電などの際、初期設定に戻ります。
電気復旧後に必ず再設定をお願いします。



エアマスタートライセル

使用手順

- 1 専用マットをベッドマットレスに固定
- 2 専用ポンプに送風チューブを接続 …確認
- 3 専用カバーを専用マットに固定
- 4 専用ポンプをベッドのフットボードに設置
- 5 専用ポンプのプラグをコンセントに差込む
- 6 ご使用者の体重に設定 ※約20分程度で使用可能
- 7 ご使用者をエアマットの上へ移動



確認

■送風チューブのカプラーをカッチと音がするまではめる

■送風チューブの折れ曲がり、ベッドへの挟み込みを確認

■マット頭部のエア抜き栓がしっかりと接続されていることを確認

トライセルに関して
「おかしいな?」「故障かな?」「困ったな?」と思った時は
ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

店名