

パームQの使用法

- ① 本体とセンサーパッドを接続する。
- ② 感染防止のため、パッド部をディスポーザブルの薄いビニール袋で覆う。
- ③ [電源]を入れ、[ガイドンス]ボタンを押す。
- ④ センサーパッドを測定部位に設置し、療養者を測定したい体位に整える。
- ⑤ 液晶画面を見ながら、中央のパッドの接触圧力が一番高くなるようにパッドの位置を調整する。
- ⑥ [スタート]ボタンを押し測定開始。約12秒後に最高値のパッド番号・グラフが点滅し、最高圧力値が測定表示部に表示される。



パームQ仕様

商品名 携帯型接触圧力測定器 パームQ
品番 CR-490
価格 42,000円(+税) 1年間の保証付き

本体
サイズ 幅6.5cm×長さ17.5cm×厚み3.5cm
重量 160g(電池含まず)
材質 ABS樹脂
電源 9V角型アルカリ乾電池、別売：専用ACアダプタ AC100V

センサーパッド
品番 CH-491
価格 6,500円(+税) ※センサーパッドのみ購入価格
サイズ パッド部：幅13cm×長さ13cm、導圧チューブ：長さ約75cm
重量 50g
材質 ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂

測定方式 エアバッグ式による圧力センサー検出方式 / カプラー脱着によるエアバッグ内空気封入方式
測定範囲 0mmHg~200mmHg
測定精度 ±3mmHg(当社測定方法による)
使用環境温湿度 0℃~+40℃、80%以下(結露なきこと)
保管温度 -10℃~+50℃

オプション(別売)
専用ACアダプタ 品番 CH-492
価格 2,400円(+税)
仕様 入力：AC100-120V、50/60Hz、0.3A 出力：DC9V、1.3A
コード長さ：1.8m

携帯型接触圧力測定器 パームQ®

Palm Q®

Portable Interface Pressure Sensor



東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻
老年看護学 / 創傷看護学分野 共同研究



安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



Homepage of <https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケーブのホームページをご覧ください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * 本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケーブ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町 2-7
TEL : 046-821-5511(代) FAX : 046-821-5522
E-mail : lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1
TEL : 092-431-0885 FAX : 092-431-0889

お問い合わせ先

測定環境の視覚化で、測定精度の向上を実現。 圧力点の移動も確認できる 携帯型接触圧力測定器パームQ®。

定期的に接触圧力を測定し、
床ずれ防止の環境づくり
にお役立てください。

床ずれ発生の危険度評価に

- リスク評価・予防ケアの標準的ツールとして
- 療養者・ご家族と連携して行う予防の実現

体圧分散式マットレスの適合評価に

- 体圧分散式マットレス導入の検討
- ご使用中の用具の再評価
- エアマットレスの圧力管理の確認

看護ケアの評価に

- 頭側挙上、ポジショニング、シーティングなどの評価
- エアマットレスの圧切替の動きの評価



ポジショニングで
骨突出部位の接触圧力が
軽減されているか
の評価に



車いす座位の姿勢崩れや
得手体位の評価に




パームQの特長

より広い面積が測定できる センサーパッド

1つのポイントを中心として円周上に等角度で4つのポイントを配置。
パッド位置のずれが判断しやすく、骨突出部位の周囲の接触圧力、
過体重療養者などの骨突出がない部位も正確に測定できます。



成人の仙骨部の平均サイズを考慮し、パッド部の
測定範囲を10cmとしたセンサーパッド。




a. 骨突出部位周囲の接触圧力も検出。
b. 骨突出部位の圧力を正確に感知する直径30mmのセンサーパッド。
療養者の身体の曲面に添う、やわらかな素材を使用。

測定環境を視覚化する ガイダンスモード

5つのパッドに加わる圧力を液晶画面のグラフにリアルタイムで表示します。
正確な測定位置へパッドを調整し、短時間で正確な測定ができます。



5つのパッドの接触圧力がリアルタイムに
4段階の円グラフで表示されます。




*円グラフは上記の範囲で外側から順に表示されます。
(表示されている数値は最高値を表示しています。)

長時間測定を可能にした ロングタームモード

パッド1~5のポイントを任意に選択し、連続で接触圧力を測定できます。
エアマットレスの膨縮による圧力変化、頭側挙上やポジショニングなどの看護ケアの
評価など、研究や臨床評価としても活用できます。

頭側挙上時の最高圧力点の移動を測る方法

頭側挙上時は身体の足元方向(尾骨部)に向けて圧力点が移動します。一番端のパッドを起点にし、身体の縦方向に
3つのパッドが並列するように当ててください。測定を開始すると、図のように圧力点が移動していくのが確認できます。



25回分の測定値を保存できる メモリ機能



最高圧力値だけでなく、5つのポイントすべての
測定値を記憶。最大25回分の測定結果が保存可能で、
メモリ番号により療養者や測定部位別に管理することが
できます。