

# エアドクター 仕様比較表

	旧仕様 1994年6月～	ウレタン仕様 2006年5月～	新仕様 2018年9月～ <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">販売中</span>
マット	<p>品番: CR-240 品名: エアドクターマット ※840サイズのみ 材質: 綿ブロード高重合ポリマーフィルム (塩ビ仕様) <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">廃番品</span> カラー: ふじ色 ※発売1994年6月～</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;">修理・部品販売終了</p>  <p style="text-align: center;">※各種補修部品(パーツ)の互換性なし</p>	<p>品番: CR-240   CR-269 品名: エアドクターマット840タイプ   900タイプ 材質: ポリウレタンフィルム カラー: ワインレッド <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">廃番品</span> ※発売2006年5月～</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;">修理・部品販売終了 ※2023年9月受付終了</p> <p>※カバー色: 紺色 2020年9月販売分より</p>  <p style="text-align: center;">※各種補修部品(パーツ)の互換性なし</p>	<p>品番: CR-279   CR-289 品名: エアドクターマット840タイプ   900タイプ 材質: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 カラー: 紺色 ※発売2018年9月～</p>  <p style="text-align: center;">※各種補修部品(パーツ)の互換性なし</p>
カバー	<p>品番: CH-215 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">販売終了</span> 品名: エアドクター専用カバー(840/900共通) カバー色: ワインレッド ※2020年8月販売終了</p>	<p>品番: CH-215 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">販売終了</span> 品名: エアドクター840/900共通カバー(旧型用) カバー色: 紺色 ホック色: 灰色 ※2023年9月販売終了</p>	<p>品番: CH-279 <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">販売中</span> 品名: エアドクター840/900共通カバー(単品紺色) カバー色: 紺色 ホック色: 黒色 ※CH-215との互換性なし</p>
ポンプ	<p>品番: CR-239 品名: エアドクターポンプ <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">廃番品</span> ※発売1994年6月～</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;">修理・部品販売終了</p> 	<p>品番: CR-259 <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">販売中</span> 品名: エアドクターポンプ ※発売2014年11月～</p>  <p style="text-align: center;">※CR-239ポンプとの互換性あり</p>	