

CAPE Surgical Series


手術用体圧分散用具 ケープサージカルシリーズ



側臥位のような体圧の集中する体位でも、安心して使える手術専用の体圧分散用具。


変形するけど、つぶれない安心の素材と構造。

複雑になりがちな体位固定を、よりシンプルにサポートするケープサージカルシリーズ。



① CSM-1 ② CSC-11 ③ CSC-12 ④ CSC-21 ⑤ CSC-22


◎清拭消毒に対応する専用カバー



- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 制菌加工
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能

◎液体が侵入しにくい防水仕様



止水ファスナーをカバーするフラップ構造




止水ファスナー

CSM-1 パークベンチ体位用マットレス

長時間のパークベンチ体位の手術のために開発されたマットレス。


1枚でも底づきの心配もなく、体圧が集中する特殊体位に適した体圧分散効果。

これからの体位固定方法をよりシンプルに。




【低反発ウレタンフォーム】
身体の形に馴染み、
安定した体位を保ちます

【高反発ウレタンフォーム】
適切な沈み込みと体圧分散効果



腋窩を圧迫しない
面取り構造






使用イメージ



この商品をご要望サイズでの受注生産となります。
各種手術台のサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。
オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。

CSC-11 / CSC-12 体位固定用クッション (側部支持器用)



側部支持器による体位固定に。
強く締めつけても、つぶれない安心の2層構造。



CSC-21 / CSC-22 腋窩用クッション

胸郭から腰までを広くサポートする腋窩用クッション。
平らな面と適度な傾斜で、必要な高さを保ちます。

◎体型にあわせて選べる2サイズ



ケープサージカルシリーズ 手術用体圧分散用具

品番	CSM-1	CSC-11	CSC-12	CSC-21	CSC-22	●専用カバーのみの価格 CSM-1 40,700円(+税) CSC-11 3,300円(+税) CSC-12 3,000円(+税) CSC-21 5,500円(+税) CSC-22 5,000円(+税)
サイズ(cm)	オーダーメイド	幅20×長18×厚8	幅10×長22×厚8	幅40×長30×厚6	幅40×長24×厚6	
重量(g)	上限: 幅70×長195×厚10	195	130	385	315	
価格	110,000円(+税)	9,000円(+税)	8,000円(+税)	15,000円(+税)	13,000円(+税)	
材質	専用カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 中身 1層目：低反発ウレタンフォーム 2層目：高反発ウレタンフォーム			中身：高反発ウレタンフォーム		CSM-1はご要望サイズでの受注生産となります。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■販売元 株式会社 ケープ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

商品に関する詳しい情報は
ケープのホームページをご覧ください。 <https://www.cape.co.jp/>

お問い合わせ先