

E-care Mattress


診察台用マットレス Eケアマットレス

X線透過素材





放射線・MRI・心臓カテーテル・内視鏡 他

画像診断や内視鏡検査など、
長時間の同一体位の保持が必要な患者様に。
体圧を分散し、快適性を高める診察台用の
体圧分散式マットレス。




体圧分散に優れ、柔らかく身体を支える 2層構造

低反発と高反発の2層構造で、低反発ウレタンフォームが接触面積を増やし、高反発ウレタンフォームがしっかりと身体を支えます。



診断の妨げにならない X線透過素材

透過性の高い無膜ウレタンフォームを使用しました。画像診断に影響を与えない素材です。



診察台に合わせた オーダーメイド

タイプ・形状の異なる診察台にジャストフィットするように、サイズ、形状ともにオーダーメイドで承ります。また、固定のためのマジックテープ®を取り付ける(料金は別途)ことも可能です。



その他形状にも対応いたします。詳細はWEBサイトをご参照ください。

お手入れ簡単な清拭タイプ 専用カバー

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能



Eケアマットレス 診察台用マットレス

品番	CR-249	
サイズ	幅93cm以下、長194cm以下	88,000円(+税)
価格	幅93cm以下、長194cm超240cm以下	104,500円(+税)
オーダーメイド	幅93cm以下、長240cm超	オープン価格
	特殊形状は別途ご相談ください。厚みは全て5cm	
材質	専用カバー： 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 下面/ナイロン(すべり止め加工) マットレス： 無膜ウレタンフォーム	

- 専用カバーのみの価格：CH-239 幅93cm以下、長194cm以下(長方形タイプ) 37,400円(+税)
幅93cm以下、長194cm超240cm以下(長方形タイプ) 49,500円(+税)
幅93cm以下、長240cm超(長方形タイプ) オープン価格

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。各種診察台ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。





安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

- *商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- *印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- *記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- *本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先