



N-care Mattress

保育器用マットレス Nケアマットレス

特殊プロファイル




新生児の繊細でやわらかな肌を
床ずれから守りたい。
そんな願いから生まれた新生児専用マットレス。



ずれや摩擦を吸収

新生児の皮膚を守るプロファイルカット


とても小さな新生児の身体と皮膚に合わせた細かい特殊プロファイルカット。新生児の最も接触圧力の高い頭部の体圧分散ケアと全身の体圧を分散します。材質は、新生児の動きを損なわない粘弾性ポリウレタンフォームを使用。体重5,000gまでの新生児にご利用いただけます。



お手入れ簡単な清拭タイプ 専用カバー

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能



Nケアマットレス 保育器用マットレス

品番	CR-219		
サイズ 価格 オーダー メイド	幅32×長62×厚3.5cm (重量:250g) : 22,000円(+税) ※受注生産となります	材質	専用カバー : ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) マットレス : 粘弾性ウレタンフォーム(特殊プロファイル加工)

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。基本サイズの他に各種保育器サイズにあわせたオーダーメイドも承ります。オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。





安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■販売元 **株式会社 ケープ**

本社／〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所／〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先