

手術台専用マットレス サージカルフォーム

Surgical-Foam



長時間におよぶ 手術中の圧力集中を回避する 手術台専用ウレタンフォームマットレス。



※下の手術台は別売です。

優れた体圧分散効果

素材を厳選した特殊ウレタンフォームにより身体を広い面で支えます。特に術中の好発部位を支えるヘッドピース、メインピース部分は2層構造とし、体圧分散効果を高めています。



このように体圧分散データの結果を見ても、サージカルフォームは、広い面積で支えていることが分かります。



※デジタル体圧測定装置「エルゴチェック」にて測定
低圧力 → 高圧力

軽量でコンパクトなボディ



軽量化と優れた体圧分散性能を実現する特殊ウレタンフォーム。



持ち運び、収納に便利な専用バッグ。

いろいろな手術に対応できる 4分割セパレートタイプ

手術の種類により変化するオペテーブルに対応できるセパレート式となっています。頭部、背部、脚部(2ピース)を必要に応じて動かすことが出来ます。



各種の手術台サイズに合わせたオーダーメイドも承ります。
詳しくはお問い合わせください。

サージカルフォーム (専用バッグ付)	
品番/価格	CR-276 80,000 円(税抜)
サイズ	ヘッドピース / 幅50×長25×厚4.5cm メインピース / 幅50×長94×厚4.5cm フットピース / 幅25×長72×厚4.5cm
重量	3.85kg
材質	マットレス / 特殊ウレタンフォーム 専用カバー / 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・伸縮・はっ水加工) 下面/ナイロンオックス(すべり止め加工)

CAPE LOVING CARE
ホームページ <http://www.cape.co.jp/>
商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

*サージカルフォームの取り扱いにあたっては、付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
*製品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■ 販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先