

ポジショニング
クッション

サポタイト®

姿勢体位管理補助用具

大小種類の違うウレタンフォームチップで固形のウレタンフォームよりやわらかく、滑らかに身体の形に沿ってサポートします。



大小さまざまにカットされたウレタンフォームチップにより、広い面積でしっかりと身体をサポートします。



サポタイト
(標準枕)



従来の枕



材質 カバー／ポリエステル65%、綿35%
中身／ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)

洗濯での丸洗い(80℃まで)、乾燥機の使用(80℃まで)、が可能なので、いつも清潔に使用できます。









肌触りのよいオプションカバー(別売)

洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。



洗濯方法：家庭用洗濯機、乾燥機○
※漂白剤、柔軟剤はご使用いただけません。



	枕として、局所のサポートに	側臥位のサポートに	上肢のサポートに	側臥位の背部・下肢のサポートに
タイプ	標準枕 	三角枕 	ブーメラン 	側臥位セット (セット内容) 三角枕×1、標準枕×2 
使用例				
品番	CK-430	CK-431	CK-432	CK-433
TAISコード	00206-000098	00206-000099	00206-000100	00206-000101
価格	5,600円(+税)	9,800円(+税)	13,000円(+税)	21,000円(+税)
サイズ(cm)	約23×34	約60×24	約54×83	三角枕:約60×24、標準枕:約23×34
材質(カバー)	ポリエステル65%、綿35%			
材質(中身)	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)			

オプションカバー 通気タイプ ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止) 防水タイプ 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・抗菌・消臭)、裏地/ポリウレタンフィルム(防水)

通気	品番	CH-440	CH-441	CH-442
	価格	2,500円(+税)	4,600円(+税)	5,000円(+税)
防水	品番	CH-450	CH-451	CH-452
	価格	2,900円(+税)	5,200円(+税)	5,700円(+税)



安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * メディ・ウォッシュは、一般医療機器の「特定保守管理医療器」に属します。
お取り扱いいただく場合には、高度管理医療器販売業・貸与業許可が必要です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL : 046-821-5511(代) FAX : 046-821-5522
E-mail : lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL : 092-431-0885 FAX : 092-431-0889

お問い合わせ先