

# 体圧分散マットレスの ベッドメーカーキング革命。

セットするだけで、  
ゆったりフィット!  
体圧分散効果を妨げる  
“シーツの張り過ぎ”がありません

頭側挙上時の  
シーツのズレを解消!



\*マットレス・ポンプは別売です。

体圧分散マットレス専用

## クイックフィットシーツ®

業務用リネン洗濯OK!

ボックスフレア形状だから、  
ベッドメーカーキングに必要な  
時間は綿シーツの



**1/3** に!

1人でもカンタンに  
セットできます!

① 頭部を掛ける



② 足元と両サイド  
を巻き込む



短時間で  
完了!

# 体圧分散マットレスの効果を損なうことなく、 ベッドメイクの手間と時間を大幅カット。

## 頭側挙上を繰り返してもズレにくい

頭部ボックス形状により、頭側挙上を繰り返してもズレが生じにくいです。掛け直しに費やしていた時間を他の業務に充てられ、作業効率がグーンとアップします。



クイックフィットシート

綿シート



\*ベッド・マットレス・ポンプは別売です。

## 優しいフィット感で患者さんも安心


薄くてしなやか、シワになりにくい伸縮素材を採用。患者さんの身体に優しくフィットし、体圧分散マットレスの機能を妨げることがありません。肌触りが滑らかで摩擦が少ないので、リスクの高い患者さんにも安心してお使いいただけます。



## ベッドメイクの時間が従来の1/3に!


※当社測定による作業時間

綿シートの場合、2人で行うことが多いベッドメイク。ボックスフレア形状を採用したクイックフィットシートなら、1人でもカンタンにセッティング可能です。



ボックスフレア形状

## 綿シートの機能はそのまま、 毎日のベッドメイクをカンタン便利に!



## 綿シートと同じリネン用業務洗濯でOK!

高温で洗濯・乾燥を行う、リネン用業務洗濯に対応。綿シートと同様に高い耐久性を持ち、さまざまな厚み・大きさの体圧分散マットレスにお使いいただけます。

| クイックフィットシート® |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| タイプ/品番       | 840/CK-420        | 900/CK-421        |
| 価格           | 5,300円 (+税)       |                   |
| サイズ(cm)      | 幅 84×長さ 201×厚さ 18 | 幅 90×長さ 201×厚さ 18 |
| 材質           | ポリエステル 100%       |                   |
| カラー          | 白色 (パイピング: 水色)    | 白色 (パイピング: ピンク)   |

\*お得な10枚セットもあります。

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。  

<https://www.cape.co.jp/>

\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。  
 \*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。  
 \*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

## ■ 販売元 株式会社 ケープ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
 TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522  
 E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
 TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先