

# DRY $\alpha$ SHEET

横シートタイプ / ボックスタイプ


吸水量が**2**倍\*

吸水スピードが**3**倍\*

※当社比


吸水速乾生地

**Aquair**® 使用  
アクエア-



横シートタイプ

ボックスタイプ



通気タイプ

防水タイプ



通気タイプ


防水タイプ

優れた吸汗・拡散・速乾性

吸水性能が持続する耐久性

皮膚のことを考えた伸縮性


# 吸水速乾生地「アクエアー®」だから繰り返し洗濯しても、サラサラ感が持続。多汗、失禁等に対応する介護用シートです。



横シートタイプ


ボックスタイプ

エアマットレスの送風チューブを通せるスリット付き



## 毛細管現象の利用で 抜群の耐久性

丸洗いOKで、繰り返し使えます。織・編地を利用(疎→密)した吸水構造のため、何度洗っても吸水性能はおとろえません。



## 皮膚のことを考えた ストレッチ性

「アクエアー®」は伸縮性の高いストレッチ素材。シワになりにくく、身体の形状や床ずれ防止用具の沈み込みなどにも柔軟に対応します。横シートタイプの縁にはごつごつ感の少ないかかり縫いを採用し、皮膚への優しさにもこだわりました。



## 汗を瞬時に吸い取る 「アクエアー®」を使用

汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消する吸水速乾生地「アクエアー®」を使用しました。いつも肌側はサラサラで、ムレ感を軽減します。



「アクエアー®」は水滴を落とした瞬時に水分を吸収。吸水スピードに優れていることがわかります。

手で押しても水分が戻らず、べつつき感がありません。

### 当社比較試験結果より



吸水スピードは、当社従来品に比べて約3倍。汗を瞬時に吸い取り、肌側は常にドライタッチです。



吸水力は、当社従来品に比べて約2倍。多汗や失禁にも、しっかりと対応します。

## 横シートとボックスの 2タイプ

必要な部分に使えて交換が楽な横シートタイプとマットレスをすっぽり包めるボックスタイプをご用意しています。

### ●横シートタイプ



### ●ボックスタイプ



厚み18cm ※当社の全てのマットレスに対応 (1000サイズ、オーダーメイド商品は除く)

## ドライアルファシート

| タイプ/品番 | 横シート・通気タイプ/CK-401  | 横シート・防水タイプ/CK-402              | ボックス・通気タイプ/CK-403   | ボックス・防水タイプ/CK-404              |
|--------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 価格     | 3,300円(+税)         | 4,400円(+税)                     | 7,500円(+税)          | 9,600円(+税)                     |
| サイズ    | 幅 145×丈 90cm       | 幅 145×丈 90cm                   | 幅 88×長さ 191×厚み 18cm | 幅 88×長さ 191×厚み 18cm            |
| 材質     | 表地: ポリエステル 100%    | 表地: ポリエステル 100%、裏地: ポリウレタンフィルム | 表地: ポリエステル 100%     | 表地: ポリエステル 100%、裏地: ポリウレタンフィルム |
| カラー    | ライトイエロー (ステッチ: 水色) | ライトイエロー (ステッチ: ピンク)            | ライトイエロー (スリット: 水色)  | ライトイエロー (スリット: ピンク)            |

◎家庭用洗濯機で丸洗いです (乾燥機× 柔軟剤× 塩素系漂白剤×)



商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

<https://www.cape.co.jp/>

\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

\*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。

\*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■販売元 **株式会社 ケープ**

お問い合わせ先

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL:046-821-5511 (代) FAX:046-821-5522  
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889